

Аппарат для комбинированной терапии Polyter Evo

ИМ-7.107158 до 06.12.2023

воздействие ультразвуковое / электрическое, 2-канальная, ток токи низкой частоты

EME S.r.l., Италия



Характеристики

Воздействие	ультразвуковое / электрическое
Вид терапии	2-канальная
Виды тока	токи низкой частоты
Дисплей	Да
Размер	610×370×234 мм

Дополнительные характеристики

Аппарат комбинированной терапии **Polyter Evo Eme S.r.l.** – медицинское устройство в элегантном чемодане округлой формы, в котором можно разместить до 4-х блоков, которые оператор может выбирать в зависимости от потребностей.

Основные области применения:

- ортопедия;
- реабилитация;
- спортивная медицина.

Блоки, которые можно добавить к базовой конфигурации:

Блок для ультразвуковой терапии MU0001:

- один канал;
- многочастотная манипула 1/3 МГц с встроенным контактным датчиком;
- режим работы непрерывный или импульсный;
- автоматическое распознавание манипулы.

Блок для электротерапии ME0002:

- 25 форм тока (низкая и средняя частота);
- 2 независимых выхода;
- функция синхронизации 2-х каналов;
- функционирование: Постоянное напряжение, постоянный ток.

Блок для лазерной терапии ML0003:

- один канал;
- частота от 100 Гц до 10 кГц;
- режим работы непрерывный или импульсный;
- автоматический расчет энергии (джоуль);
- генератор с возможностью подсоединения однодиодных и многодиодных манипул;

- автоматическое распознавание манипулы.

Блок для магнитотерапии ММ0004:

- один канал (2 аппликатора);

- мощность до 100 гаусс;

- частота до 200 Гц;

- режим работы непрерывный или импульсный.

Блок для эндодиаметрии МТ0005:

- емкостный/резистивный режим;

- мощность до 200 Вт;

- непрерывная и импульсная подача.