

Аппарат для магнитной терапии Physioled Tesla 2

ИМ-7.112246

портативный, 0.5-5 Гц

LED SpA, Италия



Характеристики

Вид	портативный
Частота импульсов	0.5-5 Гц
Размер	170×315×390 мм
Вес	3.5 кг

Описание

Physioled Tesla 2 – магнитотерапевтический аппарат, разработанный для профессионального применения. Tesla обеспечивает магнитотерапию (ELF), которая характеризуется низкой частотой, незначительным электрическим полем, низкой излучаемой мощностью, незначительными тепловыми эффектами, высоким проникновением в ткани.

- ☐ Изготовлен с использованием передовых электронных технологий
- ☐ Графический сенсорный дисплей с диагональю 7 дюймов высокой яркости
- ☐ Управление осуществляется с помощью клавиш или с помощью сенсорного экрана
- ☐ Большое количество сохраненных протоколов с возможностью сохранения пользовательских программ