

## Аппарат для магнитной терапии Physioled Tesla Pulse

ИМ-7.112246

портативный, 0.5-5 Гц

LED SpA, Италия



### Характеристики

---

Вид	портативный
Частота импульсов	0.5-5 Гц
Размер	170×315×390 мм
Вес	3.5 кг

### Описание

---

**Physioled Tesla Pulse** – магнитотерапевтический аппарат, разработанный для профессионального применения. Tesla обеспечивает магнитотерапию (ELF), которая характеризуется низкой частотой, незначительным электрическим полем, низкой излучаемой мощностью, незначительными тепловыми эффектами, высоким проникновением в ткани.

Tesla Pulse может управлять парой плоских преобразователей и наконечником импульсной магнитотерапии. Выходы можно активировать индивидуально

- Изготовлен с использованием передовых электронных технологий
- Графический сенсорный дисплей с диагональю 7 дюймов высокой яркости
- Управление осуществляется с помощью клавиш или с помощью сенсорного экрана
- Большое количество сохраненных протоколов с возможностью сохранения пользовательских программ