

Аппарат для магнитотерапии BTL-4920 Magnet Professional

ИМ-7.107496 до 28.05.2024

портативный, низкочастотный, режим импульсный,
форма импульса синусоидальная / экспоненциальная
/ прямоугольная / треугольная, 0-166 Гц, индукторов 2
шт., 128 мТл

BTL Industries Limited, Великобритания



Характеристики

Вид	портативный
Тип	низкочастотный
Режим магнитного поля	импульсный
Форма импульса	синусоидальная / экспоненциальная / прямоугольная / треугольная
Частота импульсов	0-166 Гц
Количество индукторов	2 шт.
Магнитная индукция	128 мТл
Размер	160×140×350 мм
Вес	3 кг

Описание

BTL-4920 Magnet Professional - двухканальный магнитотерапевтический аппарат.

Характеристики:

- графический и цифровой экран;
- предустановленные протоколы;
- портативность и работа от аккумулятора;
- тележка (опционально);
- 2 независимых канала магнитотерапии;
- одновременное подключение 2 аппликаторов;
- мощные магнитотерапевтические аппликаторы с технологией Сфокусированного Магнитного ПоляТМ;
- импульсное Магнитное Поле (PMF) - прямоугольные, экспоненциальные, синусоидальные и треугольные импульсы;
- удобные и легкие аппликаторы.