

Аппарат для микроигльчатого лифтинга Lutronic Genius

ИМ-7.115095

воздействие радиочастотное

Lutronic Corporation, Южная Корея



Характеристики

Воздействие	радиочастотное
Применение	омоложение / подтяжка овала лица / разглаживание морщин
Размер	452×582×1825 мм мм

Дополнительные характеристики

Lutronic Genius – это система коагуляции и гемостаза с использованием интеллектуальной радиочастоты. Применяется для омоложения кожи и разглаживания кожи (в том числе шрамы от угревой сыпи).

Принцип метода

Тепловая энергия передается в дермальный слой при помощи изолированных микроигл. Система, контролируя глубину воздействия и количество переданной энергии, обеспечивает индивидуальный многоэтапный подход к процедурам, независимо от типа и тона кожи пациентов.

Коагуляция стимулирует регенерацию коллагена и эластина, улучшает структуру кожи, решает проблему дряблости и морщин в любой области лица и тела.

Технология искусственного интеллекта, которая передает точную энергию независимо от сопротивления кожи пациента, доставляя в дерму заданную доктором энергию.

Технология: радиочастотный микронидлинг

Частота: 460 кГц (биполярная)

Мощность: 50 Вт (макс.)

Интервал импульсов: 0 / 200 мс / 400 мс / 600 мс

Время воздействия импульса: 10-600 мс (шаг 10 мс)

Энергия, подаваемая на иглу: 2-100 мДж (шаг 2 мДж)

Глубина введения иглы: 0.1-3.5 мм (шаг 0.1 мм)

Размеры: 452×582×1825 мм

Вес: 27 кг