

Аппарат для микроволновой терапии Radarmed 2500 CP

ИМ-7.107158 до 06.12.2023

режим электростимуляция, ток высокой частоты,
предустановленные протоколы, таймер

EME S.r.l., Италия



Характеристики

Режим работы	электростимуляция
Ток	высокой частоты
Частота	2.5 ГГц
Дисплей	LCD (ЖК)
Предустановленные протоколы	Да
Таймер	Да
Вес	40 кг
Размеры	390×890×300 мм

Дополнительные характеристики

Аппарат для микроволновой терапии Radarmed 2500 CP предназначен для импульсной и непрерывной микроволновой (СМВ) терапии.

Аппарат Radarmed 2500 CP позволяет проводить терапию острых состояний в импульсном режиме, а также допускает длительные процедуры в импульсном или постоянном режиме без опасности перегрева тканей и дискомфорта для пациента.