

Аппарат ультразвуковой терапии Sonopuls 490

ИМ-7.99328/1709 до 07.09.2022

одночастотный, режим работы импульсный /
непрерывный, частота в импульсном режиме 16 / 48 /
100 Гц, размеры 240×320×120 мм, масса 1.7 кг

Enraf-Nonius B.V., Нидерланды



Характеристики

Тип	одночастотный
Режим работы	импульсный / непрерывный
Частота	1 МГц / 3 МГц
Интенсивность излучений (по ступеням)	0 - 3 Вт/см ²
Частота импульсов в импульсном режиме	16 / 48 / 100 Гц
Количество предустановленных программ	25
Потребляемая мощность	30 Вт

Габариты

Размеры	240×320×120 мм
Масса	1.7 кг

Дополнительные характеристики

Возможность работы со статическими излучателями StatUS 5 см², 1 или 3 МГц).

Регулируемая частота (и длительность) импульсов.

Автоматический непрерывный контроль качества передачи УЗ энергии.

Возможность автономной работы при установке аккумуляторной батареи.

Возможность подготовки и сохранения пользовательских программ терапии.

Возможность задания параметров процедуры, автоматически настраиваемых при включении аппарата.