

Коагулятор Soring MBC 601-UAM

ИМ-7.98603/1803 до 01.03.2023

электрохирургический, режимы коагуляция /
биполярное резание / монополярное резание,
коагуляция биполярная / монополярная

Soring GmbH, Германия



Характеристики

Область применения	общая хирургия
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / биполярное резание / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Выходная мощность	монополярная коагуляция: - максимальная выходная мощность: 120 Вт; монополярная резка: - максимальная выходная мощность: 350 Вт; биполярная коагуляция: - максимальная выходная мощность: 100 Вт; биполярная резка: - максимальная выходная мощность: 130 Вт;
Размеры	430×150×430 мм
Масса	17 кг