

Аппарат электромагнитной терапии Remed UI Cube

ИМ-7.115831

стационарный, режим импульсный, 2-35 Гц, 3 Тл

Remed, Южная Корея



Характеристики

Вид	стационарный
Режим магнитного поля	импульсный
Частота импульсов	2-35 Гц
Магнитная индукция	3 Тл
Размер	396×415×416 мм
Вес	24 кг

Описание

Remed UI Cube – компактное мобильное устройство для электромагнитной стимуляции мускулатуры тазового дна. Аппарат взаимодействует с нервно-мышечной тканью посредством специфического электромагнитного поля, вызывая попеременно интенсивные сокращения и расслабления мышц тазового дна.

20 минут электромагнитной стимуляции эквивалентно 10 000 упражнений Кегеля.

Применение:

- Укрепление мышц таза после родов
- Недержание мочи / кала
- Сексуальная дисфункция
- Эректильная дисфункция
- Застойные явления и хронические тазовые боли
- Простатит
- ДГПЖ, хронический простатит

Характеристики аппарата Remed UI Cube

Магнитное поле	3 Тесла
Ширина импульсов	280 мкс
Режимы	Режим 1 (синий) – 35 Гц Режим 2 (голубой) – 30 Гц
Программы	2 программы с регулировкой интенсивности и времени воздействия
Время процедуры	5-20 мин
Размер	396×415×416 мм
Вес	24 кг