

## Аппарат электромагнитной терапии Salus Talent Pro AES

ИМ-7.115831

стационарный / на тележке, режим импульсный,  
индукторов 2 шт., 0.1-3 Тл

Remed, Южная Корея



### Характеристики

---

Вид	стационарный / на тележке
Режим магнитного поля	импульсный
Количество индукторов	2 шт.
Магнитная индукция	0.1-3 Тл
Размер	468×502×997 мм
Вес	60 кг

### Описание

---

**Salus Talent Pro AES** – аппарат для укрепления и повышения тонуса мышц, моделирования и совершенствования фигуры, ускорения метаболизма.

Магнитная стимуляция – это импульсное магнитное поле высокой интенсивности, порождающее электрические вихревые токи в тканях, под действием которых изменяется полярность мембран всех клеток. Проникая в тело, электромагнитные импульсы стимулируют мышцы, приводя их к сокращению и дальнейшему росту, ускорению метаболизма.

Аппарат Salus Talent Pro AES имеет два несъемных круглых индуктора. Круглые индукторы не фокусируют магнитное поле и стимуляции подвергается область тела, сравнимая с площадью индуктора. Для проведения длительных терапевтических процедур оба индуктора имеют жидкостное охлаждение с принудительной циркуляцией от встроенной в прибор помпы.

Терапевтические эффекты данного лечения так же включают в себя устранение боли, ускорение заживления переломов, снятие мышечного напряжения и повышение подвижности сустава.

#### Косметология:

- Моделирование фигуры
- Скульптурирование контуров тела
- Наращивание мышечной массы
- Повышение общего тонуса тела
- Устранение целлюлита

- Ускорение метаболизма
- Уменьшение жировой прослойки

**Спортивная медицина:**

- Укрепление мышц (в том числе глубоких), увеличение мышечной силы и коррекция дисбаланса
- Ускорение восстановления после соревнований
- Снижение боли и реабилитация после спортивных травм и ушибов
- Лечение заболеваний мышц, сухожилий, костей и суставов
- Противовоспалительная и противоотечная терапии и др.

**Неврология / ортопедия / реабилитация:**

- Острая или хроническая боль в спине / шейном отделе позвоночника, радикулит
- Лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата (дегенеративный и ревматоидный артрит, плечелопаточный периартрит)
- Противоболевой терапии при болезнях позвоночника (люмбаго, ишиалгия, спондилит)
- Проблемы опорно-двигательного аппарата (после операций на опорно-двигательном аппарате и др.)
- Боль в области нервов при физических нагрузках / сенсорная боль
- Замороженное плечо / боль в шее / боль в тазовой области
- Снижение боли после травм и ушибов мышц
- Реабилитация после повреждений нервов
- Боли в области таза
- Биостимуляция и регенерация тканей
- Сильная и длительная аналгезия
- Противовоспалительный и противоотечный эффекты

**Характеристики аппарата Salus Talent Pro AES**

Магнитное поле	0.1-3 Тесла
Глубина проникновения	до 10 см
Количество программ	автоматические и пользовательские
Количество индукторов	2 (диаметр 160 и 85 мм)
Интерфейс	8" ЖК, сенсорный
Охлаждение	жидкостное принудительное, непрерывное
Размер	468×502×997 мм
Вес	60 кг