

Аппарат электромагнитной терапии Salus Talent Pro

ИМ-7.115831

стационарный / на тележке, режим импульсный,
индукторов 2 шт., 0.1-3 Тл

Remed, Южная Корея



Характеристики

Вид	стационарный / на тележке
Режим магнитного поля	импульсный
Количество индукторов	2 шт.
Магнитная индукция	0.1-3 Тл
Размер	542×501×1073 мм
Вес	60 кг

Описание

Salus Talent Pro – система 2-х канальной электромагнитной терапии мощностью 3 Тесла.

Salus Talent Pro имеет 2 несъемных круглых индуктора – излучители разного диаметра, но одинаковой мощности. Оба индуктора имеют жидкостное охлаждение с принудительной циркуляцией от встроенной в систему помпы и спроектированы для проведения длительных процедур. Стимуляции подвергается площадь тела, соизмеримая с площадью индуктора.

- Большой индуктор (160 мм) может фиксироваться с помощью раздвижной штанги.
- Малый индуктор (85 мм) предназначен для ручной стимуляции магнитным полем менее доступных мест.

Механизм действия электромагнитной стимуляции

Salus Talent Pro генерирует сильное магнитное поле (создавая вихревые точки глубоко внутри). Это магнитное поле может проходить через одежду и ткани, что позволяет стимулировать определенную целевую область глубоко внутри тела человека без хирургического вмешательства.

Когда электромагнитное поле проникает в организм, оно вызывает электрическую энергию, и внутри возникает явление, называемое потенциалом действия. Он активирует клетки и другие ткани, что в итоге приводит к выработке нейромедиаторов и улучшению кровотока. Энергия также многократно сокращает и расслабляет мышцы, что повышает их силу.

Характеристики аппарата Salus Talent Pro

Магнитное поле	0.1-3 Тесла
Глубина проникновения	до 10 см
Количество программ	<ul style="list-style-type: none">• автоматические – 20 шт.• ручные – 20 шт.• пользовательские – 20 шт.
Количество индукторов	2 (диаметр 160 и 85 мм)
Время процедуры	1-60 мин
Интерфейс	8" ЖК, сенсорный
Охлаждение	жидкостное принудительное, непрерывное
Размер	542×501×1073 мм
Вес	60 кг

Salus Talent Pro emKEGEL

Salus Talent Pro может быть дополнительно укомплектован урологическим стулом UI Chair и расширен до урологического комплекса Salus Talent Pro emKEGEL. Данный комплекс применяется в урологии и гинекологии – 30 минутный сеанс генерирует около 12 000 сокращений мышц таза, что эквивалентно 12 000 упражнениям Кегеля.