

## Физиодиспенсер NSK Surgic Pro

ИМ-7.109169 до 22.12.2025

физиодиспенсер, вращательный привод, крутящий момент 5-80 Н·см, 200-40000 об/мин, охлаждающая жидкость 75 мл/мин, ножная педаль, подсветка

Nakanishi Inc., Япония



### Характеристики

---

Вид	физиодиспенсер
Тип привода	вращательный
Крутящий момент	5-80 Н·см
Скорость вращения	200-40000 об/мин
Расход охлаждающей жидкости	75 мл/мин
Ножная педаль	Да
Режимы работы	<b>8 индивидуальных программ для каждой из 6-ти систем имплантов</b> В Surgic Pro можно запрограммировать 6 имплантационных систем любых брендов. Каждая программа включает скорость, крутящий момент, уровень подачи охлаждающей жидкости и направление вращения инструмента. Новую программу легко внести в память нажатием кнопки «Память» (Memory key)
Подсветка	Да
Охлаждение	Да
Комплектация	- блок управления с функцией записи данных - микромотор SGL70M с подсветкой LED - педаль FC-78 - наконечник с оптикой X-DSG20L (Понижение 20:1) - ирригационный шланг (5 шт.) и другие аксессуары

### Управление педалью

---

Включение/выключение аппарата	Да
Подача хладагента	Да

Направление вращения Да

Скорость вращения Да

## Размеры и вес

---

Высота 100 мм

Ширина 265 мм

Глубина 220 мм

## Дополнительные характеристики

---

Комплектующие Surgic Pro