

Аппарат хирургии ААИ-4

ИМ-7.115853

набор для микрохирургии

Ассоциация аэрокосмических инженеров ЗАО, Россия



Характеристики

Тип набор для микрохирургии

Описание

Аппарат хирургии ААИ-4 разработан для нейрохирургии, ортопедии и ЛОР специальностей.

Особенности:

- Возможность подключения двух микромоторов.
- Автоматическое определение типа подключаемого мотора.
- Поддерживание постоянной мощности на любой скорости.
- Сочетание высоких и низких скоростей.

Комплект поставки:

1. Блок управления БП1
2. Педаль управления ПУ1 и ПУ2
3. Моторные системы, адапторы, инструменты

Моторные системы	Адапторы	Инструменты
Моторная система МС-А	Адаптор АМС-Т	Фреза-перфоратор ФП1, ФП2, ФП3
	Насадка краниотомная НК1	Бор краниотомный БК1
Моторная система МС-В	Угловая насадка НМБУ	• Режущий бор • Алмазный бор
	Прямая насадка НМБП	
	Пила сагиттальная ПС	Полотно пильное