

Аппарат ИВЛ Comen V1

ИМ-7.113015

портативный, для детей / для взрослых, тип
вентиляции вспомогательная / принудительная,
пневматический / турбинный привод

Shenzhen Comen Medical Instruments Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип аппарата	портативный
Возраст пациента	для детей / для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительная
Тип привода	пневматический / турбинный
Размер	330×314×215 мм

Дополнительные характеристики

Аппарат ИВЛ Comen V1 – портативный компактный аппарат для искусственной вентиляции легких. Встроенная высокопроизводительная турбина обеспечивает пневматические характеристики для любого аппарата ИВЛ со сжатым воздухом. Встроенный силовой блок может не только генерировать высокое давление, но и поддерживать непрерывную концентрацию O₂ и различные приборы для вспомогательной вентиляции легких

Давление при вдохе: 65 cmH₂O

Время работы от батареи: 9.3 часа

Вес: 6.5 кг

- ☐ Comen V1 обладает степенью защиты от попадания воды IP24 и может применяться в сложных условиях вне помещений
- ☐ Оснащен прочным внешним корпусом, защищающим от падения с высоты 0.75 м
- ☐ Определяет более 42 параметров
- ☐ Поддерживает такие же режимы вентиляции, как и аппараты ИВЛ для отделения интенсивной терапии
- ☐ Поддерживает высокоуровневый мониторинг и предоставляет дополнительные инструменты, такие как PulmoView и P-V
- ☐ Алгоритм IntelliSynTec обеспечивает эффективную синхронизацию