

Аппарат ИВЛ Spencer 190 NXT

ИМ-7.109403 до 28.01.2026

портативный, для детей / для взрослых, тип
вентиляции вспомогательная, электрический привод

SPENCER, Италия



Характеристики

Тип аппарата	портативный
Возраст пациента	для детей / для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная
Тип привода	электрический
Размер	330×177×210 мм
Вес	3.65 кг

Дополнительные характеристики

Аппарат ИВЛ Spencer 190 NXT - волюметрическое устройство для поддержания дыхания с с электронным управлением, способное подавать два разных уровня концентрации кислорода от одного источника. Диапазон объема и частоты дыхания позволяет использовать его для взрослых и детей. Использование устройства для младенцев запрещено. Устройство предназначено для обеспечения временной неинвазивной вентиляционной поддержки пациентов, обладающих минимальной дыхательной способностью. Устройство предназначено для постоянной установки внутри автомобилей скорой помощи. При необходимости транспортировки устройства следует использовать футляр для транспортировки.

Ознакомиться с полным списком технических параметров можно в Инструкции