

Диодный лазер MedArt 435 VariMed

ИМ-7.108319 до 05.03.2025

лазер, диодный, длина волны 810 / 810 нм, частота 0.3
- 100 Гц, мощность лазера 1 - 90 Вт, длительность
импульсов от 10 до 1000 мс

MedArt, Дания



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	диодный
Применение	эпиляция / удаление сосудистых звездочек
Длина волны	810 / 810 нм
Частота	0.3 - 100 Гц
Мощность лазера	1 - 90 Вт
Плотность энергии	200 Дж/см ² Дж/см ²
Длительность импульсов	от 10 до 1000 мс
Размеры пятен	1.2 мм / 2.5 мм / с охлаждающей насадкой: 4 мм
Насадки	Да
Размер	580×560×160 мм
Вес	18 кг

Описание

Диодный лазер для удаления сосудов и эпиляции MedArt 435 VariMed лазер с непрерывной волной, 4 класса (IEC 60825). Лазер оборудован сканером для высокого качества и скорости лазерной эпиляции. Интегрированная система охлаждения защищает кожу от ожогов, делая эпиляцию более комфортной.

Основные характеристики:

- пилотный луч: красный луч через основное оптоволокно (635 нм);
- режимы работы: непрерывный / импульсный;
- диаметр оптоволокна: 1000 мкм;
- длина волокна: 165 см;
- транспортировочным кейсом лазер VariMed легко транспортируется;
- удобный и интуитивный интерфейс;
- отсутствуют расходных материалов.