

Лазерный аппарат LINLINE Multiline

ИМ-7.95888/1910 до 07.10.2024

лазер, алемандритовый / неодимовый / эрбиевый / рубиновый, длина волны 540 / 694 / 755 / 1079 / 1340 / 1440 / 2936 нм, частота 0 - 5 / 0 - 10 / 0 - 100 Гц, длительность импульсов Nd:YAP - до 5 мс /Er:YAG - от 0.1 до 0.5 мс / ALEX - до 1.5 мс / RUBY - до 3 мс / Nd:YAP-скальпель - 1 мс, с охлаждением

Линлайн медицинские системы ООО, Беларусь

