

Аппарат для магнитотерапии Магнит М 100 Мед ТеКо

ИМ-7.115897

на тележке, низкочастотный, режим импульсный

Мед ТеКо ООО, Россия



Характеристики

Вид	на тележке
Тип	низкочастотный
Режим магнитного поля	импульсный
Размер	317×219×141 мм
Вес	28 кг

Описание

Магнит М 100 Мед ТеКо – профессиональный медицинский аппарат, предназначенный для терапевтического воздействия на пациента низкочастотным магнитным полем.

Принцип работы аппарата основан на создании магнитного поля различной формы, частоты и интенсивности с помощью индукторов, запитанных от электронного блока. Микропроцессорное устройство управляет блоком усилителя, который, в свою очередь, создает необходимые напряжения, подаваемые на индукторы с целью создания магнитного поля нужной частоты, формы и интенсивности.

Область применения: физическая медицина, лечебная физкультура, ортопедия, амбулаторное лечение пациентов.

Терапевтический эффект: активизация кровообращения, обменных процессов, стимуляция мышечной деятельности, болеутоляющее действие.

Функциональные особенности Магнит М 100 Мед ТеКо:

- Интеллектуальная система идентификации подключенных индукторов.
- Большой диапазон задаваемых параметров: индукция, частота, форма импульсов.
- Возможность создания индивидуальных программ лечения.
- Расширенный комплект поставки увеличивает диапазон применения.

Технические характеристики

Вид тока индукторов	синусоидальный, пульсирующий
Частота тока индукторов	синусоидальный ток - 50 / 100 Гц пульсирующий ток - 10 / 17 / 25 / 50 Гц
Регулировка магнитной индукции	30 / 50 / 70 / 100 %
Время установки рабочего режима	30 сек
Время работы без перерыва	6 часов
Дисплей	цветной, сенсорный
Габаритные размеры	317×219×141 мм
Масса комплекта	28.4 кг

Комплект поставки:

1. Электронный блок: 1 шт.
2. Комплект индукторов:
 1. Индуктор № 1 (круглый): 2 шт.
 2. Индуктор № 2 (прямоугольный): 2 шт.
 3. Индуктор № 3 (внутриполостной): 1 шт.
 4. Индуктор № 4 (соленоид): 2 шт.
3. Кабель соединительный (для индукторов № 1, 2, 4): 2 шт.
4. Ремень индуктора № 3: 1 шт.
5. Тележка (индуктородержатель): 1 шт.
6. Комплект эксплуатационной документации: 1 шт.