medca+alog

Лазерный аппарат DEKA TRIACTIVE+

ИМ-7.106148 до 31.01.2023

лазер, диодный, длина волны 808 нм, частота 0.1 - 5 Гц, мощность лазера 1 / 1 - 6 Вт, без охлаждения

DEKA M.E.L.A. S.r.I., Италия



Характеристики

Вид лазер

Тип лазера диодный

Применение коррекция постакне / коррекция рубцов / коррекция

растяжек (стрий) / коррекция фигуры

Длина волны 808 нм

Частота 0.1 - 5 Гц

Мощность лазера 1 / 1 - 6 Вт

Дисплей цветной ЖК

Насадки Да

Система охлаждения кожи без охлаждения

Дополнительные характеристики

Система DEKA TRIACTIVE+ объединяет три технологии: RF-омоложение, ультразвуковая кавитация, лазерновакуумный массаж. Лазерный аппарат DEKA TRIACTIVE+ позволяет эффективно скорректировать контур, объем лица и тела пациента, улучшить внешний вид, качество кожных покровов, делая их эластичными, с нормальным тургором и цветом.

Область применения:

- коррекция контуров лица и тела;
- устранение локальных жировых отложений;
- ликвидация целлюлита;
- омоложение: коррекция морщин, лифтинг кожи;
- устранение стрий;
- лечение постакне;
- коррекция рубцовой деформации кожи;
- безыгольное введение средств космецевтики.