

Лазерный аппарат DEKA SYNCHRO REPLA:Y Premium 2.4.2

ИМ-7.106148 до 31.01.2023

лазер, александритовый / неодимовый, длина волны 550/650 - 950 / 755 / 1064 нм, частота 0 - 10 / 0.3 - 10 Гц, IPL, длительность импульсов александритовый модуль от 0.2 до 50 мс (моноимпульс) / от 0.4 до 80 мкс (раздельный импульс) / неодимовый от 0.2 до 10 мс (высокопиковый режим High Peak) / от 2 до 30 мс (стандартный режим), без охлаждения

DEKA M.E.L.A. S.r.l., Италия

