

Аппарат физиотерапевтический РЕФТОН-01-ФС

ИМ-7.5301/1908 до 23.08.2024

воздействие электрическое, 1-канальная,
амплипульстерапия / гальванизация /
диадинамотерапия / флюктуоризация /
электростимуляция, режим работы непрерывный /
импульсный

АЗГАР ООО, Беларусь



Характеристики

Воздействие	электрическое
Вид терапии	1-канальная
Методы воздействия	амплипульстерапия / гальванизация / диадинамотерапия / флюктуоризация / электростимуляция
Режим работы	непрерывный / импульсный
Частота несущих синусоидальных колебаний	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 кГц
Частота модулирующего напряжения синусоидальной формы	1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 25, 50, 75, 100, 150 Гц
Непрерывное время работы	8 ч
Вес	2 кг
Размер	280x220x90 мм