

Дигитайзер Agfa CR 15-X

ИМ-7.111068 до 13.12.2026

цифровой, пластины 15×30 см / 18×24 см / 24×30 см / 35×43 см, производительность 102 пленок/час

Agfa HealthCare N.V., Бельгия



Характеристики

Тип	цифровой
АЦП	20 бит
Размеры пластин	15×30 см / 18×24 см / 24×30 см / 35×43 см
Производительность	102 пленок/час
Размеры	700×580×471 мм
Масса	29 кг

Дополнительные характеристики

Доступно для широкого спектра обследований.

Удобная и быстрая обработка с управляемыми пользователем скоростью и разрешением.

Надежный и легкий в установке и техническом обслуживании.

Подходит для установки в местах с ограниченным пространством и в передвижных средствах.

Возможности сетевого подключения обеспечивают полную интеграцию.

Исключительно универсальный, компактный дигитайзер CR 15-X предлагает идеальное решение для децентрализованной больничной среды, клиник и частных практик.