

## Аппарат ударно-волновой терапии Longest LGT-2500S Plus

ИМ-7.111729/2411

давление 5 бар, с заданными пользователем  
диагнозами, с запрограммированными протоколами,  
размеры 565×395×194 мм, вес 11 кг

Longest Medical, Китай



### Параметры УВТ

---

Максимальное давление	5 бар
Заданные пользователем диагнозы	Да
Запрограммированные протоколы	Да

### Параметры аппарата

---

Дисплей	Да
Размеры	565×395×194 мм
Вес	11 кг

### Описание

---

**Longest LGT-2500S Plus** – двухканальный аппарат для радиальной ударно-волновой терапии. Может использоваться в физиотерапии, реабилитации, ортопедии и спортивной медицине.

- УВТ аппарат LGT-2500S Plus обладает эффектом обезболивания в результате уменьшения отека, гиперстимуляции нервных окончаний, истощения синуса и блокирует боли на уровне ЦНС. Усиливает кровообращение и способствует росту новых сосудов (ангиогенез).
- Аппарат имеет вибрационный наконечник с помощью которого можно работать по острой травме, отеку. Высокая частота воздействия (выше 20 Гц) позволяет стимулировать мышцы.

**Диапазон давления:** от 1 до 5 бар, с шагом 0.1 бар.

**Диапазон частот:**

- 1-22 Гц – для УВТ излучателя
- 1-35 Гц – для аппликатора с функцией вибромассажа

**Диапазон импульсов:**

- 1-8000 – для излучателя ударно-волновой терапии
- 1-10000 – для аппликатора с функцией вибромассажа

**Функциональные особенности:**

- Количество независимых каналов: 2.
- Возможность одновременного применения методик ударно-волновой терапии и вибромассажа с помощью двух специализированных аппликаторов.
- Встроенный воздушный компрессор, стабильная подача ударной волны.
- Рукоятка с функцией снижения отдачи.
- Предустановленные протоколы процедур с анатомическими изображениями.
- Возможность создания и записи пользовательских программ с индивидуальными настройками.
- Встроенный цветной сенсорный LCD-дисплей с диагональю 7".