

Аппарат ударно-волновой терапии Salus RSWT

ИМ-7.115831

давление 6 бар, частота 21 Гц, размеры 470×501×993 мм, вес 56 кг

Remed, Южная Корея



Параметры УВТ

Максимальное давление	6 бар
Частота	21 Гц

Параметры аппарата

Дисплей	Да
Размеры	470×501×993 мм
Вес	56 кг

Описание

Salus RSWT – 2-х канальный аппарат для ударно-волновой терапии.

Ударно-волновая терапия оказывает долговременный терапевтический эффект за счет стимуляции восстановления поврежденных тканей. Основным результатом – это уменьшение болевого синдрома и улучшение подвижности.

При воздействии методом ЭУВТ акустические волны распространяются через ткани, не повреждая их, и оказывают непосредственное воздействие на патологические клетки, сосуды, плотные образования, рецепторы.

Восстанавливается естественные обмен веществ, ускоряются процессы восстановления, регенерации клеток и метаболические процессы в тканях.

Применение:

- Подошвенный фасцит «пяточная шпора», латеральный и медиальный эпикондилит
- Плече-лопаточный периартрит
- Кальцинирующий тендинит, кальцинированное плечо
- Миофасциальный синдром
- Бурсит, ахиллит, ахиллодиния
- Эректильная дисфункция и хронический простатит

- Тендопериостопатия верхнего и нижнего полюса надколенника
- Синдром наконечника коленной чашечки – пателлярная тендинопатия (колени «прыгуна»)
- Трохантерит, «лампасный синдром» (боль в области тазобедренного сустава)

Характеристики аппарата Salus RSWT

Диапазон давления	1-6 Бар
Частота	1-21 Гц
Число ударных волн	от 100 до 5000 с шагом 100
Гарантированный ресурс	2 млн ударных волн
Усредненный ресурс	5-6 млн ударных волн
Количество программ	20
Количество каналов	2 пистолета со сменными аппликаторами: 6, 10, 15, 20, 35 мм
Интерфейс	8" жидкокристаллический, сенсорный
Размер	470×501×993 мм
Вес	56 кг