

Аппарат ударно-волновой терапии Zimmer enPulsPro

ИМ-7.112647

давление 5 бар, с запрограммированными протоколами, размеры 300×350×200 мм, вес 3. кг

Zimmer MedizinSysteme GmbH, Германия



Параметры УВТ

Максимальное давление	5 бар
Запрограммированные протоколы	Да

Параметры аппарата

Класс защиты аппарата	I
Дисплей	Да
Размеры	300×350×200 мм
Вес	3. кг

Комплектация

Описание

- аппарат enPulsPro
- манипулятор
- аппликаторы Ø 6, 15, 25 мм
- 10 защитных силиконовых колпачков
- ножная педаль
- держатель для излучателя
- лоток для хранения принадлежностей
- кабель электропитания
- 1 флакон лосьона enPuls
- инструкция по эксплуатации