

УЗИ аппарат VINNO G60

ИМ-7.107495 до 28.05.2024

стационарный, класс высокий, универсальный, портов для датчиков 3 шт., частота 1-25 МГц, жесткий диск 500 Гб

VINNO Technology (Suzhou) Co., Ltd., Китай



Характеристики

Тип	стационарный
Класс	высокий
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	3 шт.
Частота	1-25 МГц
Жесткий диск	500 Гб

Описание

VINNO G60 это новый УЗИ аппарат экспертного класса, который демонстрирует прекрасную визуализацию во всех режимах сканирования. Это первая УЗИ система, у которой нет необходимости в предварительной обработке и демодуляции, благодаря новейшим своим уникальным технологиям, в отличие от традиционных ультразвуковых платформ. Это позволяет ускорить процесс исследования и улучшить качество диагностики. VINNO G60 позволяет получить Вам более точные данные для последующей обработки, за счет чего Вы сможете получить превосходное качество изображения с точки зрения разрешения и контрастности. С VINNO G60 Вы получаете возможность выбора необходимых Вам датчиков, среди большого выбора мультисекторных датчиков, который предоставляет Вам УЗИ аппарат VINNO G60, с поддержкой частот от 1 до 25MHz для визуализации наименьших поверхностных структур.