

## Аппарат ультразвуковой терапии Ultrasonic 1300

ИМ-7.107158 до 06.12.2023

одночастотный, режим работы импульсный /  
непрерывный, размеры 390×140×300 мм, масса 3.6 кг

EME S.r.l., Италия



### Характеристики

---

Тип	одночастотный
Режим работы	импульсный / непрерывный
Интенсивность излучений (по ступеням)	3 Вт/см <sup>2</sup>

### Габариты

---

Размеры	390×140×300 мм
Масса	3.6 кг

### Дополнительные характеристики

---

**Аппарат ультразвуковой терапии Ultrasonic 1300** – настольный/портативный ультразвуковой прибор с одним каналом, оборудованный многочастотной манипулой 1/3 МГц.

#### Характеристики:

- программируемое время процедур – от 1 до 30 мин;
- рабочая частота – 1/3 МГц;
- каналы выхода – 1;
- пиковая мощность в непрерывном режиме – 2 Вт/см<sup>2</sup> ± 20%;
- пиковая мощность в импульсном режиме – 3 Вт/см<sup>2</sup> ± 20%;
- протоколы в памяти – 63;
- количество сохраняемых протоколов во внутренней памяти – 200.