

Аппарат ультразвуковой терапии УЗТ 1.3.03 Ф Мед ТеКо

ИМ-7.114660

двухчастотный, режим работы импульсный /
непрерывный

Мед ТеКо ООО, Россия



Характеристики

Тип	двухчастотный
Режим работы	импульсный / непрерывный
Количество типов излучателей	4 шт.
Частота	0.88 / 2.64 МГц

Описание

УЗТ 1.3.03 Ф МедТеКо – аппарат для ультразвуковой терапии с генерацией УЗ-колебаний на частотах 0.88 и 2.64 МГц. Предназначен для генерирования ультразвуковых механических колебаний и воздействия ими на локальные участки тела с лечебной и профилактической целью, в условиях медицинских учреждений.

Область применения: лечение заболеваний кожи, внутренних органов, костно-мышечной и нервной системы.
Лечебные эффекты: противовоспалительный, катаболический, спазмолитический, дефиброзирующий, бактерицидный.

Функциональные особенности:

- Контроль контакта излучателя с телом пациента для корректного проведения процедуры.
- Защита излучателя от перегрева обеспечивает безопасность использования.
- Компактность аппарата обеспечивает удобство эксплуатации.
- Световая индикация наличия ультразвукового излучения.
- 4 излучателя в комплекте.

Технические характеристики

Режим работы	непрерывный / импульсный
Рабочая частота	0.88 / 2.64 МГц
Частота следования импульсов	50 Гц
Количество излучателей	4
Длительность импульсов	• в импульсном режиме - 2 / 4 / 10 мс
Установка рабочего режима	30 сек
Время работы без перерыва	6 часов
Управление	электромеханическое
Габаритные размеры	260×218.5×108.5 мм
Масса	2 кг

Комплект поставки:

1. Электронный блок: 1 шт.
2. Сменные излучатели:
 1. ИУТ 0.88 МГц (1 см²): 1 шт.
 2. ИУТ 2.64 МГц (1 см²): 1 шт.
 3. ИУТ 0.88 МГц (4 см²): 1 шт.
 4. ИУТ 2.64 МГц (4 см²): 1 шт.
3. Держатель для излучателя: 1 шт.
4. Кабель соединительный: 1 шт.
5. Комплект эксплуатационной документации: 1 шт.