

Аппарат высокотоновой терапии HiToP 4 touch

ИМ-7.102136 до 01.11.2019

режим электростимуляция, терапия 4-канальная, ток высокой частоты, высоковольтная терапия

Gbo Medizintechnik AG, Германия



Характеристики

Режим работы	электростимуляция
Терапия	4-канальная
Ток	высокой частоты
Частота	4.069 кГц - 32.768 кГц (несущая) / 0.1 - 200 Гц (модулирующая)
Дисплей	жидкокристаллический тачскрин
Высоковольтная терапия	Да
Вес	11 кг
Размеры	350×290×350 мм

Дополнительные характеристики

HiToP 4 touch имеет четыре абсолютно независимых терапевтических канала, что обеспечивает высокую пропускную способность прибора

Благодаря русифицированному меню с инструкцией-подсказкой HiToP прост в эксплуатации.

Также высокотоновая терапия способствует поддержанию и усилению резистентности организма при перегрузках, стрессах и хронических заболеваниях. Нормализуются все функции организма. Данное воздействие происходит параллельно с истинным лечением.