

Аппарат ИВЛ Medin Medical Sindi 1080

ИМ-7.108022 до 29.11.2024

стационарный, для новорожденных, тип вентиляции
вспомогательная

Medin Medical Innovations GmbH, Германия



Характеристики

Тип аппарата	стационарный
Возраст пациента	для новорожденных
Тип вентиляции	вспомогательная
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению
Размер	180×240×145 мм
Вес	2.6 кг

Дополнительные характеристики

Аппарат ИВЛ Medin Medical Sindi 1080 - универсальный прибор для смешения газов, который используется для интраназальной вентиляции легких с постоянным положительным давлением. Применяется к недоношенным детям с низкой и критически низкой массой тела. Кат. номер 1080.

Особенности аппарата ИВЛ Medin Medical Sindi 1080:

- режим HFNC и nCPAP в одном приборе;
- мониторируемые параметры: давление CPAP, концентрация O₂;
- частота спонтанных дыханий;
- отображение частоты спонтанного дыхания;
- 5 ч работы от аккумуляторной батареи;
- измерение уровней давления и кислорода с подачей предупреждающих сигналов;
- постоянное положительное давление при дыхании в разных диапазонах;
- регулировка потока газовой смеси;
- интегрированный ЖК-дисплей для отображения параметров: CPAP, FiO₂, частоты спонтанных дыханий, кривой «CPAP - время», барограммы FiO₂;
- полный набор тревожной сигнализации;
- встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу;
- конструкция генератора CPAP обеспечивает максимальную безопасность для пациента и удобство в использовании для персонала;
- активный универсальный nCPAP генератор Medijet для новорождённых одноразового применения с портом для подключения небулайзера: 10 шт;

- одноразовый дыхательный контур: 10 шт;
- шланги высокого давления для O₂ и воздуха: 1 комплект.