

Артроскоп жесткий Karl Storz HOPKINS II 28163PCD

ИМ-7.103528 до 30.11.2020

артроскоп, диаметр 3.3 мм, длина 120 мм, угол 8°

Karl Storz SE & Co. KG, Германия



Характеристики

Тип	артроскоп
Диаметр	3.3 мм
Длина	120 мм
Угол	8 °
Диаметр рабочего канала	2.5 мм

Описание

PECD-эндоскоп Karl Storz HOPKINS II 28163 PCD 8°, угловой окуляр, наружный диаметр 3.3 × 4.7 мм, длина 12 см, прямой рабочий канал □2.5 мм, автоклавируемый, со встроенным оптоволоконным световодом, цветовой код: **зелёный**.