

Артроскоп жесткий Нора

ИМ-7.107493 до 28.05.2024

артроскоп, диаметр 1.7 / 2.0 / 2.7 мм, длина 58 / 70 / 104 мм, угол 0° / 15° / 30°

Nora instruments Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Тип	артроскоп
Диаметр	1.7 / 2.0 / 2.7 мм
Длина	58 / 70 / 104 мм
Угол	0° / 15° / 30°

Описание

Миниартроскопы жесткие пора

Диаметр	Длина	Угол 0°	Угол 15°	Угол 30°
□1.7 мм	58 мм	XP 705/10	XP 705/15	
□2.0 мм	58 мм	XP 706/20	XP 706/25	
□1.7 мм	104 мм	XP 707/10	XP 707/15	
□2.0 мм	104 мм	XP 708/20	XP 708/25	
□2.7 мм	70 мм			XP 709/30