


Аспиратор-ирригатор АИХ6-01 ФОТЕК

ИМ-7.6766 до 31.03.2011

аспиратор / ирригатор, максимальный вакуум 60 кПа,
объем сборника 2 л, контейнеров 1 шт., воздух 6
л/мин, с задаваемым вакуумом, питание сеть

ФОТЕК ООО, Россия



Характеристики

Тип	аспиратор / ирригатор
Максимальный вакуум	60 кПа
Объем контейнеров-сборников	2 л
Количество контейнеров-сборников	1 шт.
Производительность по воздуху	6 л/мин
Задаваемый вакуум	Да
Питание	сеть

Дополнительные характеристики

Аппарат А001 АИХ6-01-ФОТЕК предназначен для промывания физиологическим раствором внутренних полостей пациента при различных лапароскопических вмешательствах. Может использоваться для аспирации жидкости совместно с кавитационным ультразвуковым аппаратом АК102.