

Аспиратор ATMOS C 451

ИМ-7.108103 до 19.12.2024

аспиратор, максимальный вакуум 91 кПа, объем сборника 1 л, контейнеров 1 шт., вода 45 л/мин, воздух 45 л/мин, антибактериальный фильтр, с задаваемым вакуумом, питание сеть, вес 6.7 кг

ATMOS Medizintechnik GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Тип	аспиратор
Максимальный вакуум	91 кПа
Объем контейнеров-сборников	1 л
Количество контейнеров-сборников	1 шт.
Производительность по воде	45 л/мин
Производительность по воздуху	45 л/мин
Антибактериальный фильтр	Да
Задаваемый вакуум	Да
Питание	сеть
Потребляемая мощность	138 Вт
Размер	330×240×360 мм
Вес	6.7 кг

Дополнительные характеристики

Аспиратор Atmos C 451 - высокопроизводительный хирургический аспиратор для особо высоких требований, выполнен с использованием новой высокотехнологичной мембранной технологии. Рассчитан на длительную эксплуатацию. Тихий процесс работы. Устройство быстрого и безинструментального закрепления на системном шасси. Два устройства подсоединения к вакууму.

Особенно легко очищаемые поверхности с дополнительным защитным уровнем против проникновения жидкостей. Оснащен встроенным экстра большим высокоточным указателем уровня вакуума; лишенным недостатков плавным шариковым регулятором вакуума; главный выключатель закрыт пленкой; DDS-система для бесшлангового присоединения к аспиратору DDS- и 3DS-ёмкостей.