

Автоклав электронный Tuttnauer 2340

ИМ-7.102477 до 16.03.2020

паровой, объем камеры 19 л, настольный, загрузка горизонтальная, программы 4 шт., режим свободного программирования, сушка, принтер, полок 3 шт., 50.8×36.2×55 см, мощность 1.4 / 2.2 кВт, вес 33-36 кг

Tuttnauer Ltd., Израиль



Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	19 л
Размещение	настольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	4
Режим свободного программирования	Да
Сушка	Да
Принтер	Да
Количество полок	3
Размеры	50.8×36.2×55 см
Мощность	1.4 / 2.2 кВт
Вес	33-36 кг

Описание

Автоклавы Tuttnauer 2340 (E / EK / EA / EKA) – автоматические электронные автоклавы для паровой стерилизации.

Объем камеры: 19 л (230×470 мм).

Кассеты: 2 большие / 2 малые.

Подносы: 3 шт. (168×20×414 мм).

Габаритные размеры: 50.8×36.2×55 см.

Модификация	Быстрый цикл	Воздушный насос	Циклы стерилизации		Мощность	Вес
			Холодный старт	Горячий старт		
2340 Е	-	-	23 мин	16 мин	1.4 кВт	33 кг
2340 ЕК	да	-	14 мин	11 мин	2.2 кВт	33 кг
2340 ЕА	-	да	23 мин	16 мин	1.4 кВт	36 кг
2340 ЕКА	да	да	14 мин	11 мин	2.2 кВт	36 кг

Е – Автоматическая микропроцессорная система управления.

К – Быстрый цикл – модели с быстрым циклом значительно сокращают время цикла стерилизации, экономя ваше время.

А – Воздушный насос для сушки при закрытых дверях.

Особенности:

- 4 предустановленные программы стерилизации.
- Возможность настраивать циклы вручную.
- Воздушный HEPA-фильтр 0.2 мкм.
- Прочная камера из нержавеющей стали типа 316L.
- Выключатель блокировки управления предотвращает запуск цикла, когда дверь не закрыта.
- Защита двери от открытия при высоком давлении.
- Датчик низкого уровня воды с автоматическим отключением.