

Автоклав электронный Tuttnauer 3850

ИМ-7.102477 до 16.03.2020

паровой, объем камеры 64 л, настольный, загрузка горизонтальная, программы 4 шт., режим свободного программирования, сушка, принтер, полок 2 шт., 66×52.5×69.5 см, мощность 2.4 кВт, вес 70 кг

Tuttnauer Ltd., Израиль



Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	64 л
Размещение	настольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	4
Режим свободного программирования	Да
Сушка	Да
Принтер	Да
Количество полок	2
Размеры	66×52.5×69.5 см
Мощность	2.4 кВт
Вес	70 кг

Описание

Автоклавы Tuttnauer 3850 (E / EA) – автоматические электронные автоклавы для паровой стерилизации.

- Объем камеры:** 64 л (380×580 мм).
- Кассеты:** 10 шт.
- Подносы:** 2 шт. (495×25×286 мм).
- Габаритные размеры:** 66×52.5×69.5 см.

Модификация	Быстрый цикл	Воздушный насос	Циклы стерилизации		Мощность	Вес
			Холодный старт	Горячий старт		
3850 E	-	-	31 мин	20 мин	2.4 кВт	70 кг
3850 EA	-	да	31 мин	20 мин	2.4 кВт	70 кг

Е – Автоматическая микропроцессорная система управления.

А – Воздушный насос для сушки при закрытых дверях.

Особенности:

- 4 предустановленные программы стерилизации.
- Возможность настраивать циклы вручную.
- Воздушный HEPA-фильтр 0.2 мкм.
- Прочная камера из нержавеющей стали типа 316L.
- Выключатель блокировки управления предотвращает запуск цикла, когда дверь не закрыта.
- Защита двери от открытия при высоком давлении.
- Датчик низкого уровня воды с автоматическим отключением.