

Автоклав механический Tuttnauer 2340 (полуавтоматический)

ИМ-7.102477 до 16.03.2020

паровой, объем камеры 19 л, настольный, загрузка горизонтальная, сушка, полок 3 шт., 50.8×36.2×55 см, мощность 1.4 / 2.2 кВт, вес 30-31 кг

Tuttnauer Ltd., Израиль



Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	19 л
Размещение	настольный
Тип загрузки	горизонтальная
Сушка	Да
Количество полок	3
Размеры	50.8×36.2×55 см
Мощность	1.4 / 2.2 кВт
Вес	30-31 кг

Описание

Автоклавы Tuttnauer 2340 (М / МК) – механические (полуавтоматические) автоклавы с ручным управлением для паровой стерилизации.

Объем камеры: 19 л (230×470 мм).

Кассеты: 2 большие / 2 малые.

Подносы: 3 шт. (168×414×20 мм).

Габаритные размеры: 508×362×550 мм.

Модификация	Быстрый цикл	Воздушный насос	Циклы стерилизации		Мощность	Вес
			Холодный старт	Горячий старт		
2340 М	-	-	20 мин	12 мин	1.4 кВт	30 кг
2340 МК	да	-	12 мин	9 мин	2.2 кВт	31 кг

К – Быстрый цикл – модели с быстрым циклом значительно сокращают время цикла стерилизации, экономя ваше время.

Особенности:

- Воздушный HEPA-фильтр 0.2 мкм.
- Прочная камера из нержавеющей стали типа 316L.
- Блокировка открытия двери, когда камера находится под давлением.
- Датчик низкого уровня воды с автоматическим отключением.
- Защита от перегрева (автоматическое выключение).