

Автоклав механический Tuttnauer 2540 (полуавтоматический)

ИМ-7.102477 до 16.03.2020

паровой, объем камеры 23 л, настольный, загрузка горизонтальная, сушка, полок 4 шт., 50.8×36.2×55 см, мощность 1.4 / 2.2 кВт, вес 33-38 кг

Tuttnauer Ltd., Израиль



Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	23 л
Размещение	настольный
Тип загрузки	горизонтальная
Сушка	Да
Количество полок	4
Размеры	50.8×36.2×55 см
Мощность	1.4 / 2.2 кВт
Вес	33-38 кг

Описание

Автоклавы Tuttnauer 2540 (М / МК / МКА) – механические (полуавтоматические) автоклавы с ручным управлением для паровой стерилизации.

Объем камеры: 23 л (254×475 мм).

Кассеты: 3 большие / 3 малые.

Подносы: 4 шт. (168×414×20 мм).

Габаритные размеры: 508×362×550 мм.

Модификация	Быстрый цикл	Воздушный насос	Циклы стерилизации		Мощность	Вес
			Холодный старт	Горячий старт		
2540 М	-	-	22 мин	14 мин	1.4 кВт	33 кг
2540 МК	да	-	12 мин	9 мин	2.2 кВт	33 кг
2540 МКА	да	да	16 мин	12 мин	2.2 кВт	38 кг

К – Быстрый цикл – модели с быстрым циклом значительно сокращают время цикла стерилизации, экономя ваше время.

А – Воздушный насос для сушки при закрытых дверях.

Особенности:

- Воздушный HEPA-фильтр 0.2 мкм.
- Прочная камера из нержавеющей стали типа 316L.
- Блокировка открытия двери, когда камера находится под давлением.
- Датчик низкого уровня воды с автоматическим отключением.
- Защита от перегрева (автоматическое выключение).