

Автоклав Mocom B Futura

ИМ-7.113542

паровой, объем камеры 17 / 22 / 28 л, настольный,
загрузка горизонтальная, режим свободного
программирования, сушка, принтер, 480×500×600 мм,
мощность 2.3 кВт

CEFLA S.C., Италия



Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	17 / 22 / 28 л
Размещение	настольный
Тип загрузки	горизонтальная
Режим свободного программирования	Да
Сушка	Да
Принтер	Да
Размеры	480×500×600 мм
Мощность	2.3 кВт

Описание

Автоклав Mocom B Futura – стерилизатор на водяном пару с полностью электронным микропроцессорным управлением, с большой стерилизационной камерой из штампованной нержавеющей стали.

Модельный ряд Mocom B Futura

Название	Mocom B Futura 17	Mocom B Futura 22	Mocom B Futura 28
Объем камеры	17 л	22 л	28 л
Размер камеры	250×350 мм	250×450 мм	280×450 мм
Размеры автоклава	480×500×600 мм		
Вес	51 кг	52 кг	53 кг
Емкость бака	4.5 литра		
Автономная работа	7-11 циклов	6-10 циклов	5-9 циклов

Особенности:

- Встроенная система фильтрации не требует наружного подключения к воде для очистки. Благодаря фильтру деминерализации на главном резервуаре вы сможете заполнить его чистой водопроводной водой.
- 4.3-дюймовый цветной сенсорный экран с удобным интерфейсом.
- Функция MyTrace связывает каждый набор стерилизованных инструментов с пациентом посредством штрих-кода.
- Функция отложенного старта позволяет запрограммировать запуск на удобное вам время.
- Функция дополнительной сушки позволяет индивидуально увеличивать длительность сушки.
- Сохранение отчетов в памяти автоклава.
- Встроенный WiFi для удаленной поддержки.

Циклы:

- 134°C универсальный
- 121°C универсальный
- 134°C скорость
- 134°C твердая упаковка инструменты
- 134°C Prion
- XXX°C пользовательский
- Вакуумный тест
- Helix / B&D Test
- Вакуум + Helix / B&D Test