

Автоклав Moscom B Now

ИМ-7.113542

паровой, объем камеры 17 / 22 / 28 л, настольный,
загрузка горизонтальная, режим свободного
программирования, сушка, принтер, 480×500×600 мм,
мощность 2.3 кВт

CEFLA S.C., Италия



Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	17 / 22 / 28 л
Размещение	настольный
Тип загрузки	горизонтальная
Режим свободного программирования	Да
Сушка	Да
Принтер	Да
Размеры	480×500×600 мм
Мощность	2.3 кВт

Описание

Автоклав Moscom B Now – паровой стерилизатор В класса, доступный в версиях на 17, 22 и 28 литров. Подходит для всех типов инструментов. Система фракционного вакуума позволяет полностью устранить воздух из полостей и пористых материалов и провести заключительную фазу сушки с полным вакуумом.

Модельный ряд Мосом В Now

Название	Мосом В Now 17	Мосом В Now 22	Мосом В Now 28
Объем камеры	17 л	22 л	28 л
Размер камеры	250×350 мм	250×450 мм	280×450 мм
Размеры автоклава	480×500×600 мм		
Вес	50 кг	51 кг	52 кг
Емкость бака	4.5 литра		
Автономная работа	7-11 циклов	6-10 циклов	5-9 циклов

Особенности:

- Бактериологический фильтр.
- 2 резервуара для воды: чистой (дистиллированной) и отработанной.
- Встроенный USB-порт.
- Система мгновенной генерации пара.
- Полностью микропроцессорное управление.

Циклы:

- 134°C универсальный
- 121°C универсальный
- 134°C прион
- 134°C полые
- 134°C Flash
- XXX°C пользовательский
- Вакуумный тест
- Helix / B&D Test