

Автоклав Mocom S Classic

ИМ-7.113542

паровой, объем камеры 17 / 22 л, настольный, загрузка горизонтальная, режим свободного программирования, сушка, принтер, 480×500×600 мм, мощность 2.3 кВт

CEFLA S.C., Италия



Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	17 / 22 л
Размещение	настольный
Тип загрузки	горизонтальная
Режим свободного программирования	Да
Сушка	Да
Принтер	Да
Размеры	480×500×600 мм
Мощность	2.3 кВт

Описание

Автоклав Mocom S Classic – это стерилизатор на водяном пару с полностью электронным микропроцессорным управлением, со стерилизационной камерой из штампованной нержавеющей стали.

Модельный ряд Mocom S Classic

Название	Mocom S Classic 17	Mocom S Classic 22
Объем камеры	17 л	22 л
Размер камеры	250×350 мм	250×450 мм
Размеры автоклава	480×500×600 мм	
Вес	50 кг	51 кг
Емкость бака	4.5 литра	
Автономная работа	7-11 циклов	6-10 циклов
Проволочные лотки	2 лотка (288×188×17 мм)	2 лотка (384×188×17 мм)

Особенности:

- 6 программ стерилизации (включая свободно настраиваемую пользователем).
- 1 тестовая программа (вакуумный тест).
- Монохромный графический дисплей с кнопками.
- Система однократного вакуумирования.
- Этап вакуумной сушки.
- Фронтальная ЖК панель для подсветки рабочей зоны.
- Противопыльный фильтр.
- USB-порт (для передачи данных на ПК).
- RS232-порт (для подключения к внешнему принтеру).
- Сливная система.

Циклы:

- 134°C универсальный
- 121°C универсальный
- 134°C скорость
- 134°C твердая упаковка инструменты
- 134°C PRION
- XXX°C пользовательский
- Вакуумный тест