

Автоклав Mocom Supreme

ИМ-7.113542

паровой, объем камеры 17 / 22 / 28 л, настольный,
загрузка горизонтальная, режим свободного
программирования, сушка, принтер, 480×500×600 мм,
мощность 2.3 кВт

CEFLA S.C., Италия



Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	17 / 22 / 28 л
Размещение	настольный
Тип загрузки	горизонтальная
Режим свободного программирования	Да
Сушка	Да
Принтер	Да
Размеры	480×500×600 мм
Мощность	2.3 кВт

Описание

Автоклав Mocom Supreme – паровой стерилизатор с замкнутым контуром, в котором водопроводная вода проходит через специальную внутреннюю систему фильтрации, которая перерабатывает воду для повторного использования в следующих циклах.

Очистка воды

Керамический рециркуляционный фильтр, встроенный во вторичный резервуар, позволяет дистиллировать и очищать воду, чтобы ее можно было повторно использовать в следующем цикле стерилизации. Встроенный датчик проводимости обеспечивает соблюдение параметров качества воды, поскольку защищает внутренние узлы машины от избытка извести. Общий расход составляет 5 литров на 50 циклов.

Модельный ряд Mocom Supreme

Название	Mocom Supreme 17	Mocom Supreme 22	Mocom Supreme 28
Объем камеры	17 л	22 л	28 л
Размер камеры	250×350 мм	250×450 мм	280×450 мм
Размеры автоклава	480×500×600 мм		
Вес	54 кг	55 кг	56 кг
Емкость бака	4.5 литра		
Автономная работа	40-50 циклов	40-50 циклов	40-50 циклов

Особенности:

- В конце каждого цикла стерилизации стерилизатор сохраняет отчет в своей памяти. Пользователь может в любое время загрузить циклы в формате PDF.
- Di.VA – цифровой виртуальный помощник, облачная система контроля и отслеживания стерилизационных устройств MOCOM. После сохранения данные будут доступны операторам на специальной веб-странице.
- Удаленная техническая поддержка с помощью Easy Check.
- Стерилизаторы Supreme можно дополнить двумя принтерами, доступными в качестве дополнительных аксессуаров – внешним и беспроводным сетевым.
- Сенсорный экран с диагональю 7 дюймов.

Циклы:

- 134°C универсальный
- 121°C универсальный
- 134°C скорость
- 134°C твердая упаковка инструменты
- 134°C прион
- XXX°C пользовательский
- Вакуумный тест
- Helix / B&D Test
- Вакуум + Helix / B&D Test