

Автоматический коагулометр Technology Solution 400

ИМ-7.113933

автоматический, метод исследования
иммунотурбодиметрический / нефелометрический /
хромогенный, объем пробы 50 мкл, образцов 90 шт.

Rayto Life and Analytical Sciences Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	автоматический
Метод исследования	иммунотурбодиметрический / нефелометрический / хромогенный
Объем пробы	50 мкл
Количество образцов	90 шт.

Дополнительные характеристики

Автоматический коагулометр Technology Solution 400 – полностью автоматический коагулометр, который собирает данные проб по принципу фотоэлектрического сенсора на основе нефелометрии, хромогенного метода и иммунотурбидиметрии. Он может быть широко использован для диагностики геморрагических и тромботических заболеваний, мониторинга и лечебного наблюдения за тромболитической и антикоагулянтной терапиями и т.д.

- ☐ 400 тестов в час
- ☐ 26 отдельных каналов
- ☐ Подключение к ЛИС

Производительность:

- Протромбиновое время: 400 тестов/час
- D-димер: 400 тестов/час
- ПВ, ТВ, АПТВ, Фибриноген: 100 проб/час

Количество каналов: 26 (16 клоттинговых 660 нм, 10 каналов хромогенных иммунологических 405, 575, 660, 800 нм)

Объем образца на тест ПВ: 50 мкл

Количество образцов проб на борту: 90 первичная загрузка, с непрерывной дозагрузкой

Количество реакционных кювет на борту: 1000