

Автоматический коагулометр Technology Solution 60

ИМ-7.113933

автоматический, метод исследования клоттинговый / турбидиметрический / хромогенный, объем пробы 50 мкл, образцов 27 шт.

Rayto Life and Analytical Sciences Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	автоматический
Метод исследования	клоттинговый / турбидиметрический / хромогенный
Объем пробы	50 мкл
Количество образцов	27 шт.

Дополнительные характеристики

Автоматический коагулометр Technology Solution 60 – полностью автоматический коагулометр, который собирает данные проб по принципу фотоэлектрического сенсора на основе нефелометрии, хромогенного метода и иммунотурбидиметрии. Он может быть широко использован для диагностики геморрагических и тромботических заболеваний, мониторинга и лечебного наблюдения за тромболитической и антикоагулянтной терапиями и т.д.

- 60 тестов в час
- Непрерывная дозагрузка образцов
- Подключение к ЛИС

Количество каналов: 7 (5 клоттинговых 660 нм, 1 хромогенный 405 нм, 1 турбидиметрический 575 нм)

Производительность по ПВ: 60 тестов/час

Объем образца на тест ПВ: 50 мкл

Количество образцов проб на борту: 27 с возможностью непрерывной подачи

Позиции для срочных образцов: 27 (в любую свободную ячейку)

Количество реакционных кювет на борту: 72

Количество позиций для реагентов на борту: 24