

Бандаж OPPO Medical 1064

ИМ-7.108943 до 02.10.2025

бандаж, для позвоночника, материал неопрен / хлопок / полиэстер, цвет бежевый, размеры S 610 - 787 мм / M 794 - 895 мм / L 902 - 997 мм / XL 1003 - 1105 мм / XXL 1111 - 1213 мм

OPPO Medical Corp., Тайвань (Китай)



Характеристики

Тип	бандаж
Назначение	для позвоночника
Материал	неопрен / хлопок / полиэстер
Цвет	бежевый
Размеры	S 610 - 787 мм / M 794 - 895 мм / L 902 - 997 мм / XL 1003 - 1105 мм / XXL 1111 - 1213 мм

Дополнительные характеристики

Обеспечение стабильности и разгрузки поясничного отдела позвоночника, согревание. Способствует расслаблению мышц и снижению болевых ощущений. Имеет гибкие и прочные ребра жесткости, дополнительные стяжки, позволяющие идеально подогнать бандаж по фигуре и отрегулировать степень фиксации. Материал: 70 % неопрен, 15 % нейлон, 15 % хлопок, жесткие шины.