

Бандаж дородовый БН1-04

ИМ-7.102302/1610 до 06.10.2021

бандаж, для беременных, материал хлопок, шнуровка

Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр РУП, Беларусь



Характеристики

Тип	бандаж
Назначение	для беременных
Материал	хлопок
Фиксация	шнуровка

Дополнительные характеристики

Предназначается женщинам в дородовый период. Бандаж поддерживает мышцы передней стенки живота, предохраняет от их растяжения и образования грыж: после родов не происходит опущение живота. Изготавливается из ткани х/б, на подкладке, со шнуровкой сзади и шнуровкой ил эластичной вставкой спереди. Крепится на теле с помощью застежки на пуговицы. Изготавливается по индивидуальным меркам заказчика.