

Бандаж грыжевой паховый двухсторонний БН5-08-00

ИМ-7.110548/2307

бандаж, паховый (суспензорий), застежка контакт

Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр РУП, Беларусь



Характеристики

Тип	бандаж
Назначение	паховый (суспензорий)
Фиксация	застежка контакт

Дополнительные характеристики

Бандажи грыжевые паховые назначаются при односторонних, двухсторонних прямых и косых (пахово-машоночных) паховых грыжах. Бандажи изготавливаются из эластичных лент с подхватами и давящим пелотом в области паховой грыжи. Пояс крепится при помощи ленты «велкро»