

Бандаж коленного сустава с армированным отверстием для коленной чашечки ORTEX 04G

ИМ-7.102135/2003 до 05.03.2025

бандаж / наколенник, для нижних конечностей,
материал полиэфир / трикотажное полотно

Ortex spol. s.r.o., Чехия



Характеристики

Тип	бандаж / наколенник
Назначение	для нижних конечностей
Материал	полиэфир / трикотажное полотно

Дополнительные характеристики

Показания: Бандаж предназначен для лечения свежих травм коленного сустава — легких дисторсий или растяжений продольных связок (без экссудата в коленном суставе) или длч долечивания травм, например после операций на коленном суставе. Бандаж можно использовать при хронических болях, дегенеративных заболеваниях или во время спортивных мероприятий. Усиление коленной чашечки обеспечивает ее корректную позицию и параллельно разгружает феморопателлярный сустав при движении.

Область применения: ортопедия, травматология, нейрохирургия, хирургия, реабилитация.

Описание изделия: Речь идет о коротком натягиваемом коленном бандаже с усилением коленной чашечки.

Бандаж фиксируется компрессией эластичного текстиля. Бандаж является универсальным для правой и левой ноги.

Противопоказания: при локальных дерматитах и гнойничковых инфекциях кожи.

Материалы: Внутренняя текстильная часть изготовлена из 100% хлопкового трикотажа, наружная – сложный полиэфир.