

Бандаж коленного сустава простой ORTEX 04J

ИМ-7.102135/2003 до 05.03.2025

бандаж / наколенник, для нижних конечностей,
материал полиэфир / трикотажное полотно

Ortex spol. s.r.o., Чехия



Характеристики

Тип	бандаж / наколенник
Назначение	для нижних конечностей
Материал	полиэфир / трикотажное полотно

Дополнительные характеристики

Показания: Использование бандажа коленного сустава показано для лечения свежих травм коленного сустава — легких дисторсий или растяжений продольных связок (без экссудата в коленном суставе) или для долечивания травм, например после операций на коленном суставе. Бандаж можно использовать при хронических болях дегенеративных заболеваний, при рецидивирующих синовиальных экссудатах или во время спортивных мероприятий. Бандаж изготавливается в универсальном исполнении.

Область применения: ортопедия, травматология, нейрохирургия, хирургия, реабилитация.

Описание изделия: Речь идет о коротком коленном натягивающемся бандаже. Ортез фиксируется компрессией эластичного текстиля. Ортез является универсальным для правой и левой ноги.

Противопоказания: при локальных дерматитах и гнойничковых инфекциях кожи.

Материалы: Внутренняя текстильная часть изготовлена из 100% хлопкового трикотажа, наружная – сложный полиэфир.

Советы по уходу: бережная ручная стирка в обычном средстве при +40° C, без отжима.