

## Бандаж шейный «Воротник Шанца» Белпа-мед 1201 (детский)

ИМ-7.106595/2406

воротник, для позвоночника, материал хлопок / пенополиуретан, цвет бежевый, для детей, разъемный

Белпа-мед ООО, Беларусь



### Характеристики

---

Тип	воротник
Назначение	для позвоночника
Материал	хлопок / пенополиуретан
Цвет	бежевый
Детский	Да
Разъемный	Да

### Дополнительные характеристики

---

Стабилизирует шейный отдел позвоночника в функционально выгодном положении. Ограничивает движения, сохраняя физиологический изгиб шеи, нормализует тонус мышц, разгружает межпозвонковые диски. Улучшает кровообращение головного мозга. Компенсирует несостоятельность собственного мышечного корсета шеи у детей. Согревает шею, уменьшает боль. Специальный размерный ряд для детей.